

# BEAUTIFLY

Aura Glam

## PRO

series



## Gold LED Kollagen Maske



### Fortschrittliches Hautpflegegerät

Entdecken Sie die innovative LED-Maske, die professionelle Hautpflege zu Hause bietet. Mit fortschrittlicher Technologie und luxuriösen Funktionen wird Ihre Haut immer strahlend, straff und genährt sein.

4 LICHTMODI

FESTIGENDER MODUS

MODUS ZUR FALTENREDUZIERUNG

MODUS DER HAUTVERJÜNGUNG  
HILFT, HAUTUNREINHEITEN ZU LINDERN  
AKTIVE KOLLAGENREGENERATION  
24 KARAT VERGOLDETE MAGNETSTEINE  
STRAHLENDER HAUTEFFEKT



## Innovative Hautpflege

Entdecken Sie die Zukunft der Hautpflege mit der Aura Glam PRO LED-Maske, Ihrem geheimen Schlüssel zu jugendlicher, straffer und gesunder Haut. Unabhängig von Ihren Hautpflegezielen oder Ihrem Alter verfügt Aura Glam PRO über innovative Funktionen, die verschiedenen Bedürfnissen gerecht werden: Der Faltenreduzierungsmodus glättet und verjüngt Ihre Haut, der Straffungsmodus stellt die Elastizität wieder her und der Verjüngungsmodus stimuliert die Zellregeneration und verleiht Ihnen jeden Tag einen strahlenden Teint. Mit der Unterstützung von Hautunreinheiten verabschieden Sie sich von Hautproblemen und die aktive Kollagenregeneration sorgt für langanhaltend strahlende Haut.



## Erweiterte Funktionen

Die Aura Glam PRO LED-Maske bietet vier Lichtmodi: Rot, Gelb, Blau und Infrarot, die synergetisch und kompatibel wirken, um maximale Vorteile für die Haut zu erzielen. Einzigartige 24 Karat vergoldete Magnetsteine regen die Mikrozirkulation weiter an und bieten nicht nur ein luxuriöses Erlebnis, sondern auch maximale Hautpflegeeffekte. Die praktische USB-Aufladung sorgt für Benutzerfreundlichkeit und Kompatibilität und ermöglicht eine Hautbehandlung, wo immer Sie sind. Das Set enthält eine LED-Kollagenmaske, eine Kühlmassage, eine Zubehörtasche, eine Aufbewahrungstasche, eine Fernbedienung, eine Bedienungsanleitung und ein USB-C-Ladekabel.



## Einfache Bedienung und Einrichtung

Die Beautifully Aura Glam PRO LED-Maske ist extrem einfach zu bedienen. Nach dem Auftragen der Maske und dem Anschließen der Fernbedienung können Sie zwischen den Modi Faltenreduzierung, Straffung, Verjüngung oder Beruhigung von Hautunreinheiten wählen. Die Fernbedienung verfügt über drei Intensitätsmodi, mit denen Sie die Behandlung an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Anweisungen zur Konfiguration und ersten Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung, die Sie Schritt für Schritt durch den Prozess der Vorbereitung der Maske für den Betrieb führt.



Aura Glam  
PRO  
series

## Sicherheit und Komfort

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, überprüfen Sie, ob Sie allergisch auf das Licht reagieren, indem Sie es 8 Minuten lang auf Ihren Unterarm auftragen. Wenn die Haut nicht mit Rötungen oder Juckreiz reagiert, kann die Maske sicher auf Ihrem Gesicht angewendet werden. Im Falle von Nebenwirkungen beenden Sie die Anwendung und konsultieren Sie einen Hautarzt. Die Maske sollte auf die gereinigte Haut aufgetragen und nach jeder Behandlung gründlich gereinigt werden, um Hygiene und maximalen Nutzen für die Haut zu gewährleisten.

Beginnen Sie Ihre Reise zu einer schöneren und gesünderen Haut mit der Aura Glam PRO LED-Maske und genießen Sie professionelle Hautpflege bequem von zu Hause aus! Diese innovative Maske ist die perfekte Wahl für alle, die ihre Haut auf moderne und effektive Weise pflegen möchten.